

Aspisystem+

Détergent désinfectant pour systèmes d'aspiration

Produit pour systèmes d'aspiration dentaires. ASPISystem+ est exempt de chlore actif libre et ne remobilise pas de métaux lourds tels que le mercure d'amalgames. Il est donc bien adapté pour la désinfection douce et l'entretien des systèmes d'extraction avec et sans séparateurs d'amalgame. ASPISystem+ est basé sur une toute nouvelle combinaison de substances actives, des composés d'ammonium quaternaire. Il possède d'excellentes propriétés de nettoyage et est peu moussant.

Désinfection, nettoyage et entretien de toute unité d'aspiration.

L'utilisation régulière d'ASPISystem+ assure une hygiène parfaite et un fonctionnement impeccable de votre installation.

Protection optimale des matériaux.

Sans aldéhydes et phénols.

Présentation commerciale
- Bidon de 5 litres



Mode d'emploi

1. Pour préparer la solution, diluer 20 ml de concentré dans 1 litre d'eau chaude (au moins 40-60°C) et aspirer directement.
2. Rincer avec 1 litre d'eau propre après la désinfection avec ASPISystem+.
3. Ne pas laisser le désinfectant dans le système d'aspiration pendant la nuit.
4. Pour une protection optimale, il est recommandé d'effectuer la désinfection/le nettoyage avant l'utilisation du système.



DENTIMED

certifié ISO 9001/13485

CE 0482

UN 1903
USAGE PROFESSIONNEL

Aspisystem+

Détergent désinfectant pour systèmes d'aspiration

Propriétés Microbiologiques

	TESTS	MICRO-ORGANISMES CIBLES	TEMPS DE CONTACT
Bactéries		<i>Bactéricide incl. SARM, levuricide selon DGHM/VAH</i>	2% - 15 min. 1% - 30 min.
	EN 14476	<i>Influenza AH1N1</i>	10 min.
Virus	EN 14476	<i>Norovirus HIV-1</i>	10 min.
	EN 14476	<i>Hépatite C / Herpès</i>	10 min.
	EN 14476	<i>Hépatite B / Rotavirus + Adénovirus</i>	10 min.

Composition

100 g de solution contiennent:
6,0 g de chlorure de diméthylalkyl ammonium

Caractéristiques

- Aspect du concentré: solution claire verdâtre
- Valeur du pH :10,5 +/- 0,5
- Densité (20 °C): 0,996 +/- 0,002 g/ml



DENTIMED

certifié ISO 9001/13485



UN 1903
USAGE PROFESSIONNEL

Dentimed Sàrl

Chemin du Croset 9c, 1024 Ecublens
Tél. +41 (0)21 861 38 73
info@dentimed.ch - www.dentimed.ch