

Manisafe

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains

Manisafe est une formulation équilibrée désinfectante destinée à une application fréquente et répétitive. Il sera très utile dans le domaine de la santé publique: hôpitaux, cabinets médicaux, homes, jardins d'enfants, crèches, en industrie, laboratoires, cuisines scolaires, restaurants. L'activité antimicrobienne a été testée en laboratoires et les résultats obtenus confirment l'étendue du spectre d'activité.

Actif en 30 secondes sur les virus de la gastro-entérite (Norovirus), de la grippe (Influenza virus type A/H1N1) et Coronavirus

Gel hydroalcoolique pour un large spectre d'activité.

La juste concentration qui allie efficacité et tolérance cutanée.

Adapté à une utilisation haute fréquence grâce à sa formule enrichie en glycérine, agent cosmétique naturel, émoullissant et adoucissant.

Protocole d'utilisation

1. Appliquer 3 ml sur des mains propres et sèches.
2. Frictionner les mains et les avant-bras pendant 30 secondes.

CHZN 1189



Présentations commerciales

- Flacon de 100 ml.
- Pousse-mousse de 500 ml.
- Bidon de 5 litres



DENTIMED

certifié ISO 9001/13485

CE 0459
1999

USAGE PROFESSIONNEL



Manisafe

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains

Propriétés Microbiologiques

	TESTS	MICRO-ORGANISMES CIBLES	TEMPS DE CONTACT
Activités in-vivo	EN 1500	<i>Escherichia coli</i>	3 ml / 30 sec
	EN 12791	Flore microbienne cutanée	2 x (4,5 ml / 1 min)
Bactéries	EN 1040	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus</i>	30 sec
	EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Acinetobacter baumannii</i>	30 sec
	EN 13697	<i>Clostridium difficile</i>	5 min
Levures	EN 1275	<i>Candida albicans</i>	30 sec
	EN 13624	<i>Candida albicans</i>	30 sec
Virus	EN 14476	Rotavirus Norovirus, VIH, Influenza A/H1N1 Herpès virus	5 min 30 sec 10 sec 15 sec

Composition

CAS : 64 - 17 - 5
Propane - 2 - ol

CAS : 67 - 63 - 0

Propriétés physiques et chimiques

- Couleur : incolore
- Etat physique : liquide gélifié
- Parfum : aucun
- pH : 6,5 +/- 0,5

Précautions d'emploi

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec. Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



DENTIMED

certifié ISO 9001/13485



USAGE PROFESSIONNEL

Dentimed Sàrl

Chemin du Croset 9c, 1024 Ecublens
Tél. +41 (0)21 861 38 73
info@dentimed.ch - www.dentimed.ch