

Sterimat ID

Détergent désinfectant pour instruments

Pour la désinfection et le nettoyage
des dispositifs médicaux

Détergence et désinfection rapide d'instruments chirurgicaux, compris en chirurgie minimale invasive, de matériel d'anesthésie ainsi que d'endoscopes thermostables et thermolabiles.

Si la solution est utilisée pour désinfecter des instruments préalablement nettoyés, une stabilité de 7 jours s'applique.

Convient parfaitement pour une utilisation dans un bac à ultrasons.

Produit exempt d'aldéhydes et de phénols.

Protection contre la corrosion, ainsi qu'un large spectre d'action.

Mode d'emploi

1. Diluer dans un bac de trempage à **3% par litre d'eau** (1L = 30 ml)
2. Immerger les instruments dans la solution et laisser agir pendant 15 minutes.
3. Retirer les instruments de la solution, et les brosser éventuellement pour enlever tout résidu.
4. Rincer les instruments à l'eau courante ou par immersion.
5. Sécher les instruments avec un essuie-tout jetable propre, et les préparer à la stérilisation.



Présentations commerciales

- Flacon doseur de 1 litre
- Bidon de 5 litres



DENTIMED

certifié ISO 9001/13485

CE 0482

UN 1903

USAGE PROFESSIONNEL



Sterimat ID

Détergent désinfectant pour instruments

Pour la désinfection et le nettoyage
des dispositifs médicaux

Propriétés Microbiologiques



Durée d'action selon la DGHM (y compris *Mycobacterium terrae*)

Temps d'exposition à VAH: 1,0% - 60 min.
2,0% - 30 min.
3,0% - 15 min.

Bain à ultrasons: 1,0% - 5 min.

Efficace contre tous virus enveloppés incl.

VHB / VIH / VHC: 1,0% - 30 min.
2,0% - 15 min.

Adeno virus: 2,0% - 60 min.
4,0% - 30 min.

Polyomavirus / Papova virus / SV40: 1,0% - 60 min.
2,0% - 30 min.

TB: 0,5% - 60 min.
1,0% - 30 min.
2,0% - 15 min.

Désinfection rapide: 3% par litre = 15 minutes

Composition

100 g de la solution contiennent:
3,75 g Cocospropylendiaminguanidodiacetat
5,63 g Didecylmethyloxethylammoniumpropionat

Caractéristiques

Aspect du concentré: solution claire et
d'une couleur verte
pH : environ 9.3
Densité (20°C): environ 1,005

Précautions d'emploi

Avant toute utilisation, lire l'étiquette
et les informations concernant le
produit



DENTIMED

certifié ISO 9001/13485



UN 1903
USAGE PROFESSIONNEL

Dentimed Sàrl

Chemin du Croset 9c, 1024 Ecublens
Tél. +41 (0)21 861 38 73
info@dentimed.ch - www.dentimed.ch