

Helizyme

Nettoyage des endoscopes souples et instruments chirurgicaux sensibles

Nettoyage

Helizyme ... nettoyant enzymatique

Propriétés

Helizyme

- Produit liquide très performant
- Pré-nettoyage manuel et semi-automatique des endoscopes rigides et souples, ainsi que des matériaux thermolabiles et thermostables
- Combinaison innovante d'un système de tensioactifs ternaire et d'enzymes protéolytiques
- Economique grâce à une faible concentration d'utilisation (1 % / 5 min.)
- Excellent pouvoir solvant sur les souillures organiques (protéines et graisses)
- Pouvoir nettoyant optimal sur les biofilms particulièrement résistants (confirmé par une expertise indépendante)
- pH neutre
- Très bien toléré par les matériaux
- Egalement utilisable dans le bain à ultrasons
- Dissout également les souillures séchées par trempage prolongé

Instructions d'utilisation

Pour le nettoyage, Helizyme est utilisé sous forme de solution à 1 %, dilué avec de l'eau. Il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée tiède ou, du moins, de l'eau potable. Les instruments sont placés, immédiatement après usage, dans la solution d'Helizyme prête à l'emploi. La durée d'action recommandée est de 5 min. ; elle peut être prolongée en cas de souillures résistantes ou desséchées.

Les canaux des endoscopes souples tout particulièrement doivent être rincés mécaniquement, p. ex. au moyen de pulvérisations, et traités avec des brosses appropriées immédiatement après usage, conformément aux indications du fabricant.

Avant la préparation finale, tous les restes de nettoyant doivent être éliminés de l'instrument par rinçage à l'eau. Il faut éviter une dénaturation des souillures adhérentes, p. ex. par contact préalable des instruments avec de l'alcool ou des aldéhydes. En cas de contamination visible, les solutions de nettoyage doivent être renouvelées, ou du moins changées une fois par jour.

Article	N° art.
Flacon 1000 ml	18557
Bidon 5 litres	18767

Données physico-chimiques

Valeur pH (20 °C) :
Densité rel. (20 °C, g / cm³) :
Aspect :
Odeur :

Concentré :

env. 6
env. 1.08
clair, bleuâtre
sans parfum,
faible, tensioactifs

Solution prête à l'emploi : 1 %

env. 7
env. 1.07
clair, bleu ciel
sans parfum,
faible, tensioactifs

Sans parfum



Helizyme

100 g de solution contiennent : tensioactifs, enzymes, formateurs de complexes, anti-corrosifs, additifs.

Indications selon le règlement (CE) n°648/2004 relatif aux détergents : < 5 % tensioactifs anioniques, < 5 % tensioactifs non-ioniques, < 5 % polycarboxylate, méthylparaben, enzymes. Toxicité orale : > 9000 mg / kg (rats, déterminé par calcul)

Ecologie : les tensioactifs et formateurs de complexes utilisés sont facilement bio-dégradables.

Conserver hors de la portée des enfants !