

DRAPS D'EXAMEN CELLULOSE BLANC

2 plis 50 x 38 cm

Qualité	Description	CELLULOSE 100%
Plis	Nr.	2
Grammage/plis	Gr/mq(+/-0,5)	17,0

Couleur	Description	Blanc
Indice de blancheur	%(+/-1)	80
Mode de blanchissement	Mode	ECF
Traitement ws(wet strenght)	Oui/Non	OUI
Taux d'absorption liquide	%(+/-10)	480
Absorption Mode Klemm	mm/10'(+/5)	100

Résistance Long. à sec	N/m (+/-50)	470
Résistance Trans. à sec	N/m (+/-50)	235
Résistance Long. Mouillé	N/m (+/-30)	164
Résistance Trans. Mouillé	N/m (+/-30)	82

Gaufrage	Mode	SATIN
Assemblage Plis	Description	PUNTA PUNTA SYSTEM
Contact Alimentaire	oui/non	OUI

Largeur format	CM	50
Longueur format	CM	38
Predecoupé	OUI/NON	OUI

Formats	Nr.	138
Longueur rouleau	Mt	52.00
Diamètre rouleau	cm	13.1
Diामीètre mandrin	mm	39
Mandrin	Type	STANDARD
Emballage Rouleau	Type	POLYTHENE

CONDITIONNEMENT

Carton de 9 x 138F - Réf 700500