

Drap d'examen blanc 2 couches cellulose + PE

59 x 38 cm

CARACTERISTIQUES : Rouleau

Nombre couches		1+1	
Longueur	env.	50	m
Longueur d'arraché	env.	380	mm
Largeur rouleau	env.	590	mm
Diamètre rouleau	env.	105	mm
Diamètre mandrin	env.	40	mm
Poids superficic par couche	env.	34	g/m ²
Poids	env.	1.050	kg

CARACTERISTIQUES : Carton

Nombre rouleaux		6	
Dimension (LxLxH)	env.	330x225x615	mm
Poids	env.	6.5	kg

Réf :700504