

# DRAP D'EXAMEN OUATE BLEU

2 plis + PE 49 x 38 cm

Qualité	Description	CELLULOSE PE
Plis	Nr.	2
Grammage/plis	Gr/mq(+/-0,5)	45,0

Couleur	Description	Bleu clair
---------	-------------	------------

Gaufrage	Mode	LISSE
Assemblage Plis	Description	COLLE
Contact Alimentaire	oui/non	

Largeur format	CM	50
Longueur format	CM	38
Predecoupé	OUI/NON	OUI

Formats	Nr.	132
Longueur rouleau	Mt	50.00
Diamètre rouleau	cm	10,0
Diamètre mandrin	mm	39
Mandrin	Type	STANDARD
Emballage Rouleau	Type	POLYTHENE

## CONDITIONNEMENT

Carton de 6 x 180F - Réf 700505