

Drap d'examen cellulose blanc 2 plis

84 x 38 cm - Carton de 4x211 F

PRODUIT :	DESCRIPTION	DRAP D'EXAMEN H84 1X4	
	QUALITE	DESCRIPTION	CELLULOSE 100%
	PLIS	NR	2,00
	GRAMMAGE/PLIS	GR/MQ(+/-0.5%)	17,00
MATIERE			
PREMIERE :	COULEUR	DESCRIPTION	BLANC
	INDICE DE BLANCHEUR	%	85.00
	MODE DE BLANCHISSEMENT	GEN.	ECF
	TAITEMENT WS (WET STRENGHT)	OUI/NON	OUI
	TAUX D'ABSORPTION LIQUIDE	%(+/-10)	480.00
	ABSORPTION MODE KLEMM	MM/10'(+/-5)	100.00
	RESISTANCE LONG. A SEC	N/M(+/-50)	470.00
	RESISTANCE TRANS. A SEC	N/M(+/-50)	235.00
	RESISTANCE LONG. MOUILLE	N/M(+/-30)	164.00
	RESISTANCE LONG. A SEC	N/M(+/-30)	82.00
	GAUFFRAGE	GEN.	SATIN
	ASSEMBLAGE PLIS	DESCRIPTION	PUNTA PUNTA SYSTEM
	CONTACT ALIMENTAIRE	OUI/NON	OUI
SERVICE :	LARGEUR FORMAT	CM.	84.00
	LONGUEUR FORMAT	CM.	38.00
	PREDECOUPE	OUI/NON	OUI
ROULEAU :	FORMATS	NR.	211.00
	LONGUEUR ROULEAU	MT.	80.00
	DIAMETRE ROULEAU	CM.	14.70
	DIAMETRE MANDRIN	MM.	39.00
	MANDRIN	DESCRIPTION	STANDARD
	EMBALLAGE ROULEAU	DESCRIPTION	POLYTHENE
COLIS :	EMBALLAGE COLIS	DESCRIPTION	CARTON
	CONDITIONNEMENT	NR	4.00
	REFERENCE EAN COLIS		18022650626095
	DIMENSIONS PALETTE (LxPxH)		29,40X29,40X84,5

Réf.700508