



Gant d'examen, Ambidextre,
Non stérile, Sans Poudre

Curad® Latex

Reference(s)

CURE8103 (XS), CURE8104 (S), CURE8105 (M), CURE8106 (L), CURE8107 (XL)

Conditionnement

100 gants/boîte, 10 boîtes/carton (XL – 90 gants par boîte)

Caractéristiques du gant

Matériau: Latex

Couleur: Crème

Surface: Bout du doigt texturé

Manchette: Bord roulé

Sans Latex: Non

Accélérateurs: ZMBT, ZDBC, ZDEC

Attention: Ce produit contient du caoutchouc naturel qui peut entraîner des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques

Épaisseur (minimum)

Bout de Doigt 0.12mm

Paume 0.09mm

Cuff: 0.08mm

Propriétés physiques

EN 455-1 Détection des trous : 1.5 NQA

EN 455-2 Dimensions: Longueur: 249mm. Largeur : 94mm

Force la rupture: Avant vieillissement : 9.1N

Après vieillissement 7.1N

EN 455-3 Teneur en poudre: 0.08 milligrammes par gant

Protéines extractibles: 42 microgrammes/gant

EN 455-4 Durée de conservation: Conforme aux exigences et essais pour déterminer la durée de stockage de 35 mois

Résistance chimique

La résistance aux produits chimiques du gant d'examen Curad Latex a été évaluée conformément à la norme **EN 374-3**. Les résultats peuvent être obtenus sur demande

Code couleur par taille

X-SMALL

SMALL

MEDIUM

LARGE

X-LARGE

Pénétration virale

Testé et conforme à la norme ASTM F1671

Dimensions

Boîte: 235mm l x 120mm L x 72mm H

Carton: 250mm l x 380mm L x 242mm H

Normes de qualité

Dispositif médical non stérile de **Classe 1** selon la Directive 93/42/EEC sur les dispositifs médicaux.

Conforme aux normes **EN455-1,2,3,4**.

Certifié **EN ISO 13485**.

Certification EPI

Équipement de Protection Individuel (EPI) de **Catégorie III** selon la Directive 89/686/EEC

Conforme aux normes **EN388, EN420 et EN374-1, 2, 3**.

Date d'expiration

35 mois après la date de fabrication

Pays de fabrication

Malaisie

Fabricant

Medline International France SAS



© 2017 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

LIT-EC120x-EN02

01.01.INT.12



© 2017 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

LIT-EC120x-EN02

01.01.INT.12