



www.medline.com/fr

Gant d'Examen,
Nitrile, Non-Stérile,
Sans Poudre

Référence(s)

OAT-XS (XS), OAT-S (S), OAT-M (M), OAT-L (L), OAT-XL (XL)

Conditionnement

200 gants par boîte, 10 boîtes par carton (XL – 180 gants par boîte)

Caractéristiques du gant

Matériau: Nitrile **Couleur:** Crème **Surface:** Texturée en bout de doigt
Manchette: Bord roulé **Sans Latex:** Oui **Accélérateur:** Carbamates

Epaisseur

Bout de doigts: 0.11mm **Paume:** 0.06mm **Manchette:** 0.06mm

Propriétés physiques

EN 455-1 Détection des trous: 1.5 NQA (1.0 après inspection)
EN 455-2 Dimensions: Longueur: 242mm. Largeur: 99mm
Force à la rupture: Avant vieillissement accéléré: 6.3N
Après vieillissement accéléré 6.1N
EN 455-3 Teneur en poudre: 1.56 milligrammes par gant
EN 455-4 Durée de conservation: Conforme aux normes et aux tests pour une durée de stockage de 35 mois

Résistance chimique

La résistance aux produits chimiques du Restore® a été évaluée conformément à la norme **EN 374-3** et pour les cytotostatiques conformément à l'**ASTM D6978**
Les résultats des tests peuvent être fournis sur demande

Pénétration virale

Testé et conforme selon l'ASTM F1671

Code Couleur par Taille



Dimensions

Boîte: 245mm l x 128mm L x 79mm H **Carton:** 412mm l x 263mm L x 255mm H

Normes de qualité

Dispositif Médical Non-stérile de **Classe 1** selon la Directive 93/42/EEC sur les Dispositifs Médicaux
Conforme à la norme **EN455-1,2,3,4**.
Conforme à **EN ISO 13485** et à la Directive Européenne 2002/72/CE pour les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Certification EPI

Equipement de Protection Individuel (EPI) de **Catégorie III** selon la Directive 89/686/EEC.
Conforme aux normes **EN 388, EN 420** et **EN 374-1, 2, 3**.

Date d'expiration

35 mois à compter de la date de fabrication

Pays de fabrication

Malaisie

Fabricant

Medline International France SAS



Restore® avec Avoine Colloïdale et Film Microstop™



© 2017 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

LIT-OAT-xx-EN02

01.01.INT.12