

CARACTERISTIQUES EMBALLAGES ET DIMENSIONS

Tampons par paquet	16 tampons
Poids total du tampon hors applicateur	2,1 g +/- 0,5%
Poids total du tampon avec applicateur	3,9 g +/- 0,5%
Dimension du tampon hors applicateur	45 – 50 mm
Dimension du tampon avec applicateur	115 – 125 mm
Diamètre du tampon	12 - 14 mm



COMPOSITION DU TAMPON Hypoallergénique (en vert les composants d'origine naturelle)

Tampon, voile et cordon	→	100% coton BIO certifié GOTS.
Fil à coudre	→	Polycoton (mélange de polyester et de coton, représente 0,6% du poids total du tampon)
Applicateur	→	100% carton
Emballage individuel	→	Papier 100% recyclable
Emballage Paquet	→	Carton certifié FSC®

La liste complète des ingrédients est également disponible sur le packaging du produit et sur le site internet :

www.loveandgreen.fr

Caractéristiques produits :

- 100% Coton BIO certifié GOTS par Ecocert
- Cœur absorbant et voile protecteur : 100% Coton Bio / 0% plastique
- 0% colorant, parfum, chlore
- Applicateur en carton
- Sachet individuel en papier
- Nos tampons sont conçus en France et fabriqués en Espagne
- Certifiés Cruelty Free et Vegan.
- Hypoallergéniques et testés sous contrôle dermatologique
- Tampons « Normal » pour les flux légers à moyens (2 gouttes)