



# FICHE TECHNIQUE

Gamme : Protections féminines hypoallergéniques pour fuites urinaires  
Référence : Serviettes Hypoallergéniques pour fuites urinaires - Normal - paquet de 12

## COMPOSITION DE LA SERVIETTE FUITES URINAIRES (en vert les composants naturels et biodégradables)



- Voile de surface Voile en contact avec la peau 100% d'origine naturelle composé de matières biosourcées PLA et Green PE (amidon de maïs / canne à sucre)
- Voile d'acquisition Fibre polyester
- Coussin Coussin en cellulose de bois 100% certifiée FSC® et TCF (non blanchie au chlore) et microbilles absorbantes en polyacrylate de sodium
- Fronces entrejambes Elastimousse
- Enveloppe externe En amidon végétal (Green PE) et en non tissé polypropylène
- Colle
- Languette En papier siliconé certifiée 100% fibres vierges, certifiée FSC® fibre vierge 100%
- Emballage (paquet et emballage individuel) Film issu à 51% de matières naturelles

La liste complète des ingrédients est également disponible sur le packaging.

Les serviettes pour fuites urinaires Normal Love & Green sont composées de 72% de matières biodégradables Sans chlore, sans parfum, sans colorant, sans lotion, sans allergène\*, sans petrolatum, sans paraffine. Aucun ingrédient indésirable suspecté d'être cancérigène ou perturbateur endocrinien.

Ultra absorbantes et contrôle des odeurs.

Fabriquées en Italie.

## CARACTERISTIQUES EMBALLAGES ET DIMENSIONS

- Paquet de 12 serviettes pour fuites urinaires NORMAL
- Dimension d'une serviette : 270 x 107 mm
- Poids d'une serviette pour fuite urinaire : 14,8g
- Poids SAP : 3g
- Rétention maximum de liquide : >60g

## TESTS DERMATOLOGIQUE & HYPOALLERGENIQUE

• Testée sous contrôle dermatologique	Certifiée non-irritant par un dermatologue Test de 6 semaines sur 25 volontaires adultes
• Testée hypoallergénique	Certifiée hypoallergénique par un dermatologue

\*allergènes de la liste des 26 allergènes