

# STERIDry Wipes

Lingettes sèches

**STERIDry Wipes sont des lingettes sèches pour la désinfection des surfaces.**

Elles sont particulièrement appropriées pour le nettoyage et la désinfection rapide des dispositifs médicaux.

**Les lingettes sont fabriquées à partir d'un tissu de haute qualité, non pelucheux.**

En raison de la structure réticulée, le tissu est très résistant à l'usure.

**Elles peuvent être utilisées sèches ou mouillées.**

STERIDry Wipes sont recommandées pour les milieux sensibles à l'hygiène (cabinets médicaux, dentaires, podologie, crèches, homes, hôtels et restaurants)

**Les lingettes STERIDry Wipes assurent un mouillage idéal des surfaces grâce à leur format idéal 25x25 cm.**

- Pour l'imprégnation avec tout désinfectant de surface
- Restitution optimale de la solution
- Système de distribution rechargeable



**Présentations commerciales**

- Rouleau de 70 feuilles
- Seau distributeur



DENTIMED

**Dentimed Sàrl**

Chemin du Croset 9c, 1024 Ecublens

Tél. +41 (0)21 861 38 73

info@dentimed.ch - www.dentimed.ch