

HARTMANN



Aide. Soigne. Protège.



Kit gynécologie CombiSet[®] ambulatoire I et II

Plus sûr,
plus rapide,
plus efficace



- + Disponibilité plus rapide et plus sûre**
Tous les produits requis sont à portée de main, sans perdre de temps à les chercher
- + Plus d'efficacité dans la salle d'opération**
Économies de temps grâce à des processus normalisés et à une préparation plus rapide de la salle d'opération
- + Kit stérile**
Réduction du risque d'infections nosocomiales par contamination croisée

Kit gynécologie CombiSet® ambulatoire I

Mise en place du stérilet comme moyen de contraception

CombiSet® Réf. 235 144

Champ Protect 120 x 95 cm

Champ Protect 90 x 75 cm

Spéculum vaginal moyen, 26 mm de diamètre

Paire de ciseaux de préparation Metzenbaum, courbes, 23 cm, mousses/mousses

Pincette anatomique, atraumatique, courbe, 26 cm, matte


Pince à tenaculum utérin, traumatique, droite, 25 cm, matte

Sonde utérine, 32 cm, brillante

Bassin en plastique 250 ml

Lingettes en cellulose 33 x 30 cm

8 x tampons de gaze RX, taille 3 prune



Kit gynécologie CombiSet® ambulatoire II

Hystéroscopies diagnostiques

CombiSet® Réf. 235 145

Champ Protect 120 x 95 cm

Champ périnéal Protect 75 x 200 cm, 8 cm, 12 cm

Spéculum vaginal moyen, 26 mm de diamètre

Pincette anatomique, atraumatique, courbe, 26 cm, matte

2 x pinces à tenaculum utérin, traumatiques, droites, 25 cm, mattes

Sonde utérine, 32 cm, brillante

Bassin en plastique 250 ml

5 x compresses de gaze avec RX, 10 x 20 cm, 12 plis

5 x tampons de gaze RX, taille 4 œuf

