

[illegible]

Self-sealing flat pouch Selbstklebende Sterilisationsbeutel

Size/Größe
200mm×320mm

ISO11607-1
EN868-5



Content/Inhalt:

Sterilization Date/Sterilisationsdatum:

1. Place item in pouch.
2. Peel off strip from adhesive band.
3. Fold along perforation and press.

1. Das Sterilgut in den Beutel einpacken.
2. Den Papierstreifen abziehen.
3. An der Perforation umschlagen und gut verschließen

1. Das Sterilgut in den Beutel einpacken
2. Den Papierstreifen abziehen.